

Syntop سينتوب

نحاس جهازى معالج نقص العناصر الصغرى
سائل قابل للذوبان فى الماء



التركيب:



٪ ٦,٢٥	نحاس (Cu) مخلب على هيبثا جلوكونيك أسيد
٪ ٠,٧٥	حديد (Fe) مخلب على إيديتا
٪ ٠,٢٦	زنك (Zn) مخلب على إيديتا
٪ ٠,١٩	منجنيز (Mn) مخلب على إيديتا
٪ ٦,٢٦	إيديتا

الخصائص:



Syntop مركب من نحاس جهازى مخلب على هيبثا جلوكونيك أسيد يخترق و ينتشر بسهولة فى جميع أجزاء النبات. يحفز العمليات الانزيمية و يحسن من عملية التمثيل الضوئى مما يمنح النبات مقاومة فسيولوجية عالية. يعد النحاس الجهازى من أحد أهم العوامل التى تساعد النبات على مقاومة الفطريات.



رقم التسجيل

0000



المميزات:



- مركب سائل من العناصر الصغرى يحتوي علي النحاس والحديد والمنجنيز و الزنك في شكل مخلب بإديتا لتوفير سهوله كبيرة في الامتصاص عبر الأوراق و الجذور.
- تم دمج النحاس في شكله المركب بواسطة هيبتاجلوكونيك أسيد، مما يكسبه تأثيره الجهازى.
- يزيد من عمليات التمثيل الضوئي مما يوفر المزيد من مقاومه الفيسيولوجيه للنبات.
- يزيد من مقاومة النبات للعديد من الأمراض الفطرية و البكتيرية.

طريقة الاستخدام :



- رش ورقي - حقن مع ماء الري
- لابد في حالة الخلط من إجراء تجارب الخلط للتأكد من توافق المركبات

العبوات المتوفرة بها:



- عبوة : ١ لتر
- عبوة : ٥ لتر

معدل الإستخدام :



المزروعات	الرش الورقي	حقن مع ماء الري
الفاكهة	قبل الإزهار و بعد نمو الثمار بمعدل ٢٥٠ - ٤٠٠ سم	٢ - ١ لتر/ الفدان
الخضروات	قبل الإزهار و بعد نمو الثمار بمعدل ١٥٠ - ٢٥٠ سم	٢ - ١ لتر/ الفدان

